



Número

CGM-7256-001-23

Maintenance Report

Number

Cliente: FLOR TENEZACA MAÑAY

Customer

CDLA BELLAVISTA MZ B S 14 Dirección:

Address

Teléfono: 042196728

Phone Number

Persona de Contacto: Xavier Pinzon Castillo

Contact Person

Objeto: **INCUBADORA** 

Item

Marca: WAGTECH

Manufacturer

Modelo: **POTATEST** 

Model

No. de Serie: 2316

Serial Number

Identificación: 2316

Identification

Ubicación del Objeto<sup>(1)</sup>: NO ESPECIFICA

Item Location

Fecha de Realización: 2023-07-12

Date of Realization

Fecha Próxima: 2024-07

Expiration Date

Técnico Responsable: Jhonathan Granda

Responsible Technician

Este documento no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita de Elicrom-Mantenimiento. La información contenida en este informe es válida únicamente para el equipo aquí descrito, en el momento y bajo las condiciones en que se realizó el mantenimiento.

La versión en inglés del Informe de Mantenimiento no es una traducción vinculante. Si algún asunto da lugar a controversia, se debe utilizar el texto

original en español.

This document may not be reproduced other that in full except with the written approval of Elicrom-Mantenimiento. This information contained in this report is valid only for the equipment described here, at the time and under the conditions in which

the maintenance was carried out.

The English version of the Maintenance Report is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the original

text in Spanish must be used.

Persona que Autoriza / Fecha de Emisión:

Gerente Técnico

Person authorizing / Date of Issue

Ing. Savino Pineda / 2023-12-15

Autorizado y firmado electrónicamente por SAVINO ENRIQUE PINEDA GONZALEZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=SAVINO ENRIQUE PINEDA GONZALEZ, serialNumber=090623155159, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC

Fecha: 2023-12-15 14:56:14

**Observaciones:** 

Observations

<sup>(1)</sup> Información proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha información.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Information provided by the customer. Elicrom is not responsible for such information.





Número

CGM-7256-001-23

Maintenance Report

Number

## **Procedimiento**

Method

Se describe a continuación las pruebas de mantenimiento realizadas en el equipo:

- ✔ Prueba De Funcionamiento Inicial
- ✔ Verificación De La Fuente De Voltaje Pruebas Operacionales Limpieza De Contactos De Batería Revisión Del Sistema Eléctrico Limpieza De Componentes
- ✓ Limpieza De Cubierta (Carcasa)
- ✔ Prueba De Funcionamiento Final

- Verificación Del Voltaje De Suministro Verificación Del Voltaje De La Batería
- ✔ Desmontaje Parcial Del Equipo
- ✔ Revisión Del Sistema Electrónico Limpieza Del Compartimiento De Muestras Lubricación De Partes
- ✔ Reemplazo De Componentes
- ✔ Prueba De Funcionamiento Final

### 1. Condiciones Ambientales

Environmental conditions

	Inicial	Final
Temp. media (°C)  Average temp	24.3	24.4
% HR media % RH average	59	61

## 2. Equipos Utilizados

Equipment Used

Identificación ID Number	Descripción Description	Marca Manufacturer		No. de Serie Serial Number		Nº Certificado Nº Certificate
EL.PT.147	TERMOMETRO DIGITAL	ELPRO	ECOLOG TN2	89524	2024-06-30	CC-3216-026-23
EL.ET.098	MULTIMETRO DIGITAL	UNI-T	UT71A	1130913753	2024-08-06	CGC-4534-009-23
EL.PT.360	TERMOHIGROMETRO	CENTER	342	190601377	2024-03-27	CC-1298-005-23

## 3. Condiciones iniciales y finales

Initial and final conditions



Maintenance Report

## Número

CGM-7256-001-23

Number



Inicial

Equipo no enciende.



Final

Equipo cumple con las prueba de trabajo en las temperaturas de 37°C y 44°C
Se realiza el cambio del jack hembra de equipo y se instala una nueva fuente de 12 VDC
Se repara la tarjeta electrónica
Equipo listo para su uso

### 4. Descripción del Mantenimiento

Maintenance Description

## 4.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL

Equipo no inicia proceso de calentamiento.



Número

CGM-7256-001-23

Maintenance Report

Number



## 4.2 VERIFICACIÓN DEL VOLTAJE DE SUMINISTRO

Se procede a medir el voltaje de suministro Valor medido: 115.3 VAC

### 4.3 VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE VOLTAJE

Equipo posee un adaptador de voltaje de 9 VDC, con este nivel de voltaje no se va energizar Se procede a energizar el equipo con una fuente de 12 VDC, el equipo no enciende.

## 4.4 DESMONTAJE PARCIAL DEL EQUIPO

Se realiza la apertura del equipo para su revisión.

## 4.5 REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

Se procede a verificar la tarjea electrónico y componentes presentan daño Se realiza el cambio de componentes electrónicos y se realiza la limpieza de toda la tarjeta electrónica



Número

CGM-7256-001-23

Maintenance Report

Number



## 4.6 LIMPIEZA DE CUBIERTA (CARCASA)

Limpieza del exterior de la incubadora



## 4.7 REEMPLAZO DE COMPONENTES

Se realiza el cambio del jack macho del equipo.

## 4.8 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL

Se procede a conectar la fuente de voltaje y el equipo enciende Se ajusta el equipo para trabajar a una temperatura de 37°C Se realiza la verificación usando termómetro digital certificado



Número

CGM-7256-001-23

Maintenance Report

Number



## 4.9 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL

Se ajusta el equipo para trabajar a una temperatura de 44°C Se realiza la verificación usando termómetro digital certificado



## 5. Consumibles o Repuestos de cambio periódico

Consumables or spare parts of periodic change

Descripción	<b>Parte</b>	Intervalo
Description	Part	Interval
BATERÍA INTERNA DE REPUESTO PARA POTATEST	WAG-WE10424	NO APLICA

## 6. Reemplazo de piezas o Reparaciones realizadas



Número

CGM-7256-001-23

Maintenance Report

Number

Replacement of parts or repair carried out

## 6.1 Descripción del reemplazo o reparación

Description of the replacement or repair

Cambio de jack macho Cambio de fuente de voltaje.







Despúes

### 6.2 Piezas reemplazadas

Replaced Parts

Descripción Description	Parte Part	<b>Detalle</b> Detail
Jack hembra	N/E	Cambio de jack hembra
Componentes electronico	N/E	Cambio de elementos electrónicos
Fuente de voltaje 12 VDC	N/E	Cambio de fuente

## 7. Recomendaciones

Recommendations

Se recomienda continuar realizando los mantenimientos preventivos periódicamente con el objetivo de identificar de forma anticipada posibles defectos, minimizar el riesgo de avería y en última instancia evitar altos costos de mantenimiento a largo plazo.